

Saga våldsäng



Saga våldsäng för vårdhem och geriatrik

Saga våldsäng har hög kvalitet och är lämplig för vårdhem och geriatriska avdelningar. Den är bekväm och har en trevlig utformning för personer med höga krav på komfort och ergonomi. Saga våldsäng är enkel att använda, säker och multifunktionell.

- 4-delad madrassmått: 85-90 x 200cm
- Sängbotten med träribbor, alternativt metallgaller
- Fasta alternativt avtagbara gavlar
- Sänggavlar i Bok alternativt Björk eller lackfärg
- Hjärtläge med en knapptryckning
- Låsingsbar handkontroll
- Riktningshjul
- Elektrisk inställning för höjd, ryggdel och bendel, manuell inställning för högt benläge
- Bekväm utformning
- Ställbara sidogrindar i Bok alternativt Björk eller lackfärg
- Ej låsningsbar handkontroll
- Max. säkerhetslast: 190kg
- Höjd: 340mm-840mm
- Hjul 100mm med centralbroms
- Förlängningsmöjlighet

Tillbehör: Uppresningsstöd, lyftbåge, mat/läsbord, förhöjning till grind samt förlängningskit för 10cm respektive 20cm.

Saga våldsäng uppfyller Standard, EN 1970:2000 och EN 606061-2-52 för medicinsk utrustning.