

408™ & 417™

Undersökningsbreds





Merivaara's undersökningsbreds 408 är en ekonomisk, basmodell för allmänna undersökningar och mindre ingrepp med steglös justering av huvudsektionen.

- praktisk och enkel att använda
- för allmänundersökning och mindre kirurgiska ingrepp
- Konstläderstopning som är lätt att rengöra och finns i flera olika färger
- steglös justering av huvudsektionens vinkel, inkluderad
- utrustad med hållare för pappersrulle (pappersrullens bredd, max 525mm)

Teknisk specifikation

Madressbas	2-delad, epoxylackad stålram
Vikt	ca 30kg
SWL	135kg
Längd	1900mm
Bredd	655mm
Höjd	745mm

Justeringar	
Huvud sektionen	- 20° ... + 74°

100000408	408 undersökningsbreds, 2-delad, inklusive hållare till pappersrulle + justering av huvudsektionen
100000446	stegpall

Färgval för undersökningsbreds:

	Beige 0222
	Grön 8549
	Svart 0000
	Blå 2819
	Blå-grå 0887
	Grå 0705

Specificerade tillbehör överensstämmer med europeiska rådets direktiv 93/42/EEG, Medical Device Directive, bilaga VII och motsvarande finska nationella lagar och förordningar.

Produkterna är kontrollerade i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485 Ledningssystem för kvalitet och ISO 14001 miljöledningssystem.



Undersökningsbrits 417 och stegpall 446

Undersökningsbrits 417 är en basmodell för allmän och gynekologisk undersökning samt mindre ingrepp. Britsen har steglös justering av huvud och ryggsektion. Justerbara hälstöd, hållare till pappersrulle och rostfri skål ingår också i priset

- ekonomisk modell, lätt att använda
- britsen har steglös justering av huvud och ryggsektion
- stoppningen är av konstläder och lätt att rengöra, finns i flera färger (se färgval på vänstra sidan)
- tillhörande justerbara hälstöd, rostfri skål och hållare till pappersrulle (pappersrullens bredd, max 525mm)

Teknisk specifikation

Madrassbas	3-delad, epoxylackad stålram
Längd	1895mm
Bredd	645mm
Höjd	850mm
Vikt	44kg
SWL	135kg

Inställningar

Huvudsektionen	- 90° ... + 48°
Ryggsektionen	+ 62°

10000417	undersökningsbrits 417
Tillbehör	
10000428	benstöd 428, par
10000427	klove 427 för anslutning av benstöd 428
10000418	tillbehörsskena 418, par
10000446	stegpall



Gynekologisk position



Benstöd med tillhörande fästen

specificerade tillbehör överensstämmer med europeiska rådets direktiv 93/42/EEG, Medical Device Directive, bilaga VII och motsvarande finska nationella lagar och förordningar.

Produkterna är kontrollerade i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485 Ledningssystem för kvalitet och ISO 14001 miljöledningssystem.



MERIVAARA

Merivaara AB

Karlsbodavägen 41

P.O.Box 20126, S-16102 BROMMA

Telefon vxl 08-627 29 50, Fax 08-627 29 55

info@merivaara.se

www.merivaara.se