

# FUTURA PLUS™ 6390



## FUTURA PLUS™ 6390

Ny elektrisk brits från Merivaara

- Elektrisk modell för förbättrad ergonomi
- Modell med ett flertal användningsområden – lämplig för mindre ingrepp, akutverksamhet, patienttransporter samt vid återhämtning
- Elektrisk modell när man förespråkar ergonomi
- Multifunktionell modell – som lämpar sig för mindre ingrepp, på akuten, patient transport samt vid återhämtning
- Brett sortiment av tillbehör och tillval
- Lätt och säker att använda och justera



Merivaara's nya Futura Plus 6390 är en elektrisk brits för en mer ergonomisk användning vid olika ändamål. Futura Plus 6390 kan användas till patienttransport, akuta behov, återhämtning samt att den också passar bra till mindre ingrepp om man istället för sidogrindarna väljer tillbehörsskena och armstöd till britsen.

Britsen har elektriskt justerbar höjd och rygg sektion, det är ett stort steg för vårdgivarens ergonomi när patientens positionering sker med mindre muskelkraft samt att britsen enkelt kan höjas till optimal höjd för varje vårdgivare, med hjälp av handkontrollen.

# FUTURA PLUS™ 6390



Futura Plus 6390 brits är del av Emergo familjen och passar med alla Emergos tillbehör förutom med ABS plastunderlägg och trådkorg för fotsektionen.

Futura Plus 6390 britsen är också tillgänglig som Röntgenmodell genom tillval av madrass med röntgenplatta.

## Teknisk information

- 2- eller 3-sektions madrassbas
- 230 V-50/60Hz, IP 66
- SWL 225 kg
- Längd 2075mm, med hjälpram 2150mm
- Bredd 750mm, madrassbasens bredd 705mm
- Höjd 535 - 905 mm, 715 mm fast, med röntgenplatta 600 -970 mm
- Vikt 58 - 120kg, beroende på modell
- Hjul 125, 150 eller 200mm, tillval av 5e hjulet
- Madrass 50, 80 eller 100mm tjocklek, röntgengenomsläpplig, antistatisk, hygienisk, inkl. botten med karborrband, sidofäste och 80 + 100mm lyfthandtag

## Inställningar

- Elektrisk justering av ryggsektionen, 0° - 70°
- Elektrisk justering av bensektionen, 0° - 45°
- Höjd 535 - 905mm, 715mm fast, med Röntgenplatta 600 - 970mm
- Chockläge -14° /Anti-chockläge +7° , steglös gasfjäder

## Configuration example

100006351	Madrassbas 6351 3-sect., Kromad
100006481	Avstötarehjul, vita
100006508	Elektrisk höj + snabbfällning för rygg, fotsektion + batteri back-up 240 V 50 -60 Hz IP66
100006470	Chockläge, standard
100006595	Hjul 6595 150 mm, med centralbroms, dubbla pedaler + 5e hjulet
100006612	Skyddskåpa 6612 för dubbla pedaler
100051781	Madrass, 80 mm, antist., sidofäste, lyfthandtag, karborrband
100006796	Körhandtag, fällbara, kromade/grå
100000567	Gavel 567, löstagbar, vit platta
100006713	Sidogrindar, kromade + gula
100000700	Tillbehörsskena, par
100000125	Armstöd med fäste

Vår rekommendation är att den elektriska britsen laddas när den inte används.

Utrustning med specificerade tillbehör överensstämmer med europeiska rådets direktiv 93/42/EEG, Medical Device Directive, bilaga VII och de motsvarande finska nationella lagar och förordningar.

Produkten kontrollerad i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485 Ledningssystem för kvalitet och ISO 14001 Miljösystem, och uppfyller kraven i följande standarder EN 60601-1, EN 60601-1-2 och kraven i tillämpliga fall, av standarden EN 60601-2-38.