

Merivaara idag



Merivaara Koncernen



Merivaara kärnverksamhet är tillverkning av sjukhusutrustning för dagens sjukhus. Alla produkter är CE-märkta och ISO-certificerade.

Merivaara är välkänt för sin höga kvalitet, praktisk användning, modulära produkter och Skandinavisk utformning. Merivaara är en av få tillverkare som täcker hela spektra inom sjukhusmöbler. Merivaaras produkter säljs i fler än 60 länder världen över.

Merivaaras operationsbord





Promerix

Ett tungviktsbord med utmärkt prestanda och fördelar som modulär bordskiva-enkel att ställa in för alla behandlingsmetoder.

- Mobilt tungviktsbord-maximal säker last 325kg/ skjutbar version 275kg
- Modulär konstruktion-enkelt borttagbara bordssektioner
- Tillgängligt kontrollsystem-kabelbunden handkontroll, IR-handkontroll, ersättningskontroll, fotkontroll
- Förprogrammerade positioner + kundprogrammerade positioner
- Uppfyller röntgen och C-arm krav



Practico

Mobilt elektriskt operationsbord för generell och dagkirurgi med modern utformning och enkelt borttagbara bordssektioner

- Modulärt operationsbord för generell kirurgi
- Med separat fästordning lämplig för till exempel gyn/urologi, ögon, öron, näsa, hals och även - Beach Chair
- Maximal lyftkapacitet 380kg
- Säker arbetslast 285kg
- Horisontellt skjutbar 300mm som tillval
- Batteridrift med integrerad laddare/transformator, användning av nät drift möjlig
- Ersättningskontroller för akutsituationer
- Ett flertal tillbehör



Rapido

Rapido, en produkt som täcker in hela dagkirurgflödet eftersom den fungerar som en transportvagn, operationsbord samt uppvakningsbrits.

- Öppen utformning som tillåter enkel åtkomst av patienten
- Enkel att hantera
- Bred bordsskiva med en mjuk madrass som ger extra bekvämlighet under uppvaknandet
- Full Röntgenkapacitet i varje bordssektion
- Kombinerar ekonomi och flexibilitet eftersom bordet klarar ett flertal applikationer
- Finns dessutom som en öron, näsa, hals kirurgisk modell



Emergo

Emergo erbjuder avancerade fördelar och en ergonomisk utformning. Den modulära konstruktionen av vagnen kan användas för patienttransport, första hjälpen, traumafall, uppvakning samt mindre ingrepp.

- Ergonomiska fördelar som yttre ram och nedfällbara skjuthandtag
- 2- eller 3- sektioners röntgenbild plattform och ryggsektion med röntgenfack för traumapatienter
- Hållbarhetstestad maximal säker last 225kg
- Pålitlig och säker även vid behandlingssituationer som kräver höga hastigheter
- Modulär konstruktion
- Ett femte hjul för enkla och snabba transporter



Optima

Uppdaterad modell för ett flertal förlossningspositioner. Förbättrad ergonomi för barnmorskan och mamman.

- Samtidigt skjut och höjningsrörelse för ryggsektionen som minskar trycket på buken
- Ett flertal bekväma ställningar, havande och förlossningspositioner (huk och sittande positioner)
- Ergonomisk arbetsställning för barnmorskan-bendelen går ned och sänghöjden kan justeras upp till 900mm
- Säker arbetslast 230kg, för bendelen 150kg
- Säkerhet för mamma och barn: bred madrassbas och fällbara sidogrindar
- Flera färgval

Merivaara idag



Merilux Vision

Optiskt system för undersökning med dubbla IR-filter samt för kirurgi med tre IR filter vilket erbjuder en jämnare ljusspridning, minskad bländning och minskad elförbrukning.

- För de mest krävande ingreppen
- Merilux X1, X3 och X5 kan kombineras till Duo eller Trio vilket medger mer ljus för anestesibehov eller för hela spektra av kirurgi
- Merilux Vision har X3 och/eller X5 med kamera och/eller bildskärm som tillval
- Förträffligt djup och upplysning
- Enastående laminär flödeskaraktär
- Ett flertal arm och ljuskonfigurationer samt installationstillval för olika lokaler och behov
- Enkelt och snabbt lampbyte utan verktyg
- Enkel rengöring och sterilisering
- Ger ett fåtal skuggor och stadigt ljus



Carena

Carena är nästa generations sjukhussäng som passar lika bra för akutrummet, långtidsvård, intensivvård eller vårdhem.

- Hög patienvikt kapacitet 275kg
- Unik lägsta höjd 295mm och högsta höjd 890mm
- Modulär konstruktion
- Utmärkt patientergonomi
- Nyskapande struktur och ny utformning
- Ledande ergonomi för sjukvårdspersonal
- Långt serviceintervall och enkelt underhåll
- Låg sängvikt (100kg) enkel att transportera
- Ett flertal tillbehör



MERIVAARA

Merivaara AB

Alpvägen 17, Box 20126, 161 02 Bromma
Telefon vxl 08-627 29 50, Fax 08-627 29 55
info@merivaara.se
www.merivaara.se