

OPTIMA™

Förlossningssängar



Optimas



- Ergonomisk och säker
- 3-delad madrassbas
- Ett flertal elektriska/hydrauliska inställningsmöjligheter
- Stort urval av tillbehör

Tre olika modeller av Optima förlossningsäng som uppfyller olika förlossningsbehov. Optima Minor väljs när hydrauliska inställningar är mest praktiska och pålitliga. Optimas justering av ryggdelen är tillgänglig som manuell eller elektrisk, även justeringsmöjligheterna och tillbehören är större. Optima Plus har flest justeringsmöjligheter både för ryggdel samt bendel. På Optima Plus kan bendelen skjutas in eller dras ut beroende på behovet. Tillbehören är lika för samtliga Optima modeller. samtliga modeller är ergonomiska och säkra, utformade med hjälp av erfarenhet och expertis.



Optima förlossningsängar har ett flertal Tillbehör som är användbara och enkla att använda vilket underlättar vid hela förlossningen. Ergonomisk utformning är viktigt för blivande mödrar och för barnmorskan samt annan personal som arbetar med förlossningsängarna flera timmar om dagen.



Optima förlossningsängar har ett flertal justeringsmöjligheter för att ge stöd och hjälp till modern. Ergonomisk utformning är viktigt för blivande mödrar och för barnmorskan samt annan personal som arbetar med förlossningsängarna flera timmar om dagen.

Optima Plus

Optima förlossningssängar har ett flertal justeringsmöjligheter för att ge stöd och hjälp till modern. Ergonomisk utformning är viktigt för blivande mödrar och för barnmorskan samt annan personal som arbetar med förlossningssängarna flera timmar om dagen.



Effektivitet och bekvämlighet för olika stadier under förlossningen

Erbjuder ökad effektivitet och bekvämlighet för olika stadier vid förlossningen. Elektriska inställningar möjliggör ett flertal positionsval vilket möjliggör den optimala bäckenpositionen.

Optima Plus har ett flertal justeringsmöjligheter: höjd, rygg, chockläge och fotdelshöjd är elektriska. Ryggdelen samt chockläge är utrustade med snabbfällning vid akutfall. Fotdelen är utrustad med manuell lutningsfunktion (fungerar som fotstöd).

Optima Plus är enkel att rengöra, sätesdelen, fotdelen, den laminerade gaveln samt hälstöd är borttagbara. Tråget är enkelt att ta bort vilket underlättar vid rengöring. Täckplattorna för sätesdel, och fotdel är gjorda av hållbar plast som skyddar mot smuts. Även huvudgaveln har en jämn yta. Alla Madrasser är enkla att ta bort och rengöra.

Alla tillbehör är väl utformade. Madrasserna är bekväma och hållbara, benstöden ger möjlighet till optimal positionering av mammans ben och bäcken.

Sidogrindarna är enkla att använda. Dom är nedfällbara och behöver inte tas bort när dom inte används. Sidogrindarna är utrustade med grepphandtag vilket underlättar för mamman.

Madrasserna är väldigt bekväma. Madrassbasen är bred, mjuk och tjock. Vattentätt överdrag som är hållbart och mjukt. En madrass för rygg och sätesdel, separat madrass för bendelen.



Optima



- Optimal tillgänglighet för mamman
- Speciellt utformad och lättrensjort säte samt fällbar bendel
- Ett flertal tillbehör

Optima har ett inbjudande och hemlikt utseende och ett flertal fördelar. Det underlättar vid "födelsedagen" som därmed blir en lite bekvämare erfarenhet. Optima underlättar vid akutskedet med bekvämlighet och stöd genom samtliga födelsestadier – för mamman, barnet samt den närvarande.

Den tredelade Optima förlossningssäng har borttagbara plattor samt bendel. De specialutformade plattorna samt bendelen är enkla att rengöra och är gjorda av hållbar ABS plast. Alla andra tillbehör och tillval ökar bekvämligheten för mamman samt personalen.



De specialutformade plattorna samt bendelen är enkla att rengöra samt gjorda av hållbar ABS plast.



En handkontroll gör inställning av ryggdel samt höj/sänk enkelt för den mamman samt personalen.



Det rostfria kärlet skjuts in/ut på skenor. De justerbara benstöden är lätta att montera och finns tillgängliga som tillval. Bendel för personalen.

Optima Minor

- Modern utformning
- Enkel att hantera
- Ekonomisk
- Mångsidig



Optima Minor är lämplig för förlossning, obstetriska ingrepp och undersökningar. Förlossningen kan utföras sittande eller i hukande position. Stora hjul och en lätt konstruktion underlättar vid transport. Grundinställningar görs hydrauliskt eller pneumatiskt. Elektrisk inställning finns som tillval. Optima Minor erbjuder ett stort antal tillbehör och tillval. Den tillfredställer de krav som ställs av personalen under hela förlossningskedet.



Optima Minor med elektrisk inställning, antistatiska Madrasser, droppställning, kärl och plastlåda.



Optima Minor med standardutrustning samt plastlåda.



Bendelen kan vinklas och är borttagbar.

Tekniska specifikationer

	Optima Plus	Optima	Optima Minor
Ram	Epoxylackad stål	Epoxylackad stål	Epoxylackad stål
Madrass-bas	3-delad; ryggdel gjord av högtryckslaminat; sätes och bendel gjord av hållbar ABS plast	3-delad; ryggdel gjord av högtryckslaminat; sätes och bendel gjord av hållbar ABS plast	3-delad, Epoxylackad stål
Dimension	850 x 2020 mm (fullängd) 850 x 1370 mm (kortbädd)	850 x 2000 mm (fullängd) 850 x 1450 mm (kortbädd)	max. längd 1939 mm, max. bredd 910 mm Rekommenderad madrassstorlek: 725 x 1100 + 370 mm (rygg och sätesdel), 725 x 310 (bendel)
Madrass	Överdrag: PU-överdragen, hygienisk, hållbar	Överdrag: PU-överdragen, hygienisk, hållbar	80 mm tjock skum, överdrag av bekvämt och flexibelt material
Inställningar	Ryggdel: (70°) elektrisk och med snabbfällning <ul style="list-style-type: none"> • Bendelshöjd: elektrisk • Bendelsvinkel: (30°) pneumatisk • Chockläge: (17°) elektrisk och med snabbfällning • Höjd: elektrisk 560–930 mm 	Ryggdel: 70°, pneumatisk eller elektrisk <ul style="list-style-type: none"> • Chockläge (12°) och reverserande Chockläge (5°): pneumatisk och steglös • Höjd: Hydraulisk eller elektrisk 530–900 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Höjd: hydraulisk 550 – 920mm, pedal på båda sidorna • Ryggdel: pneumatisk, steglös 70° • Chockläge (14°) and anti-Chockläge (3°): pneumatisk och steglös • Bendel: fällbar och borttagbart • Bäckposition
Hjul	Ø 125 mm, centralbroms	Ø 125 mm, centralbroms	Ø 150 mm, centralbroms med en enkel att rengöra kontrollspak
Standard utrustning	<ul style="list-style-type: none"> • Epoxylackad ram, ljusgrå • Elektrisk inställning av madrassbashöjden, ryggdelen, Chockläge samt fotdelens höjd • Separat snabbfällning av Chockläge och ryggdel • Centralbroms • Fäste för benstöd • Benstöd, par • Rostfri skål 	<ul style="list-style-type: none"> • Epoxylackad ram, beige/ ljusgrå • Inställning av ryggdel pneumatisk eller elektrisk • Höjdställning hydraulisk eller elektrisk • Inställning av Chockläge pneumatisk • Centralbroms • Inställningsbart samt borttagbart fot stöd • Fäste för benstöd • Rostfri skål • Fotstöd för peronal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ram: Epoxylackad stål • Madrassbas: Epoxylackad stål, 3-delad • Madrass: 80 mm tjock skum, överdrag av bekvämt och flexibelt material • Avstötarmjul vid fotändan • Skjuthandtag vid huvudändan, inställningsbar höjd, fungerar även som avstötarmjul vid huvudändan • Centralbroms med en spak som är lättåtkomlig • Tillbehörskena för sätesdelen ingår

	Optima Plus	Optima	Optima Minor
Tillbehör	<ul style="list-style-type: none"> • Madrass-set • Uttag (33971) eller rak (33972) modell • Rygg och sätesdel 100 mm tjock • Bendel 60 mm tjock • Madrass (kort) för bendel (33976) • Benstöd (33957) • Sidogrindar bok (33953) eller vita (33954) • Huvudgavel bok (33963) eller vita (33964) • Lyftbåge / dävert (33078) • Droppställning (33956) • Förlossningsbåge (33965) • Korg för madrass-set (33974) • Specialutformade hjul (6120) 	<ul style="list-style-type: none"> • Madrass-set med uttag, 100 mm tjock (33970) • Kort madrass för bendel, • Längd 500 mm (33973) • Benstöd (33957) • Sidogrindar bok (33953) eller vita (33954) • Huvudgavel bok (33963) eller vita (33964) • Lyftbåge / dävert (33078) • Droppställning (33956) • Förlossningsbåge (33965) • Korg för madrass-set (33974) • Specialutformade hjul (6120) 	<ul style="list-style-type: none"> • Madrass-set, sätesdel (1000 34971), fotdel (1000 34981) • Skål med fästen (1000 34 597) • Benstöd med remmar och fästen, par (1000 00118, 1000 00119) • Tillbehörskena för ryggdel (1000 00574) • Sidogrindar (1000 00741) • Droppställning med fäste (1000 00499, 1000 00749) • Elektriska inställningar • Snabbfällning för ryggdel • Tillbehörskorg (100 005 851, 100 005 861)



MERIVAARA

Merivaara Corp.

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND

Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144

merivaara@merivaara.fi

www.merivaara.com