

Vårdsäng

# ROSÉ

Praktisk bekväm med ett  
hemliknande utseende





Elektrisk, 4-delad Rosé  
Med bokfärgade gavlar

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- ram med ett hållbart epoxyöverdraget stål
- madrassbas, 2- eller 4-delad
- lackade gavlar i bok eller björk
- hjul med 125mm diameter, centralbroms och styrhjul

## DIMENSIONER

- längd max. 2155mm
- bredd max. 975 mm eller max. 875 mm
- rekommenderade madrassstorlekar 850 x 2000mm eller 750 mm x 2000mm

## INSTÄLLNINGAR

- madrassbashöjd: hydralisk, steglös 415-785mm justeras med fotpedal
- ryggdel: steglös med gaskolv, justeras med fotpedal
- bendel: automatisk med ryggdelsinställning, kan kopplas bort
- med elektrisk säng görs inställningarna med en handkontroll

## TILLBEHÖR OCH TILLVAL

- dävert
- droppställning
- lyftbåge
- läs/matbord i lackad björk
- Trendelenburg inställningar
- speciell inställning för bendelen, mekanisk inställning
- separata bromsar för hjulen
- designhjul med centralbroms



Rosé vårdsäng är idealisk för användning på vårdhem för äldre. Den är praktisk och samtidigt en elegant möbel. Rosé har ett flertal inställningsmöjligheter som underlättar för personalen och är bekväm för patienten. Rosé har ett hemliknande utseende och två färgval erbjuds med ett flertal dekorativa passande alternativ.



MERIVAARA AB  
Alpvägen 17, Box 20126  
16102 Bromma, SVERIGE  
Telefon 08-627 29 50, Fax 08-627 29 55  
info@merivaara.se, www.merivaara.se

