

Sängbord AV



- Flexibelt bord med många funktioner
- Passar på båda sidor om sängen
- Enkelt att ställa in

AV-bordet är ett ändamålsenligt och robust bord med många funktioner som är lätta att ställa in. Alla skivor är demonterbara vilket underlättar vid rengöring. Under den övre skivan finns möjlighet att montera manöverpanel för radio, TV, belysning eller annat. Bordet kan placeras på valfri sida om sängen med bibehållna funktioner. Fällskivan har enhandsgrepp för enkel höjdställning. AV-bordet levereras med en stor och två små dekontaminerbara plastlådor samt fyra handdukskrokar.

FAKTA

Material	Boklaminat med kantlist och kromat stativ
Hjul	Fyra länkhjul, Ø 75mm, två låsbara
Mått sängbord	Bredd 46 cm, Djup 45 cm, Höjd 89 cm
Mått fällskiva	Bredd 63 cm, Djup 45 cm, Höjd 77 – 106 cm



Box 20126, 161 02 Bromma
Besöksadress: Alpvägen 17
Tel: 08-627 29 50, Fax: 08-627 29 55
info@merivaara.se, www.merivaara.se